



BURS

## ROTARY INSTRUMENTS DENTO-VIRACTIS 57



Le bidon

5 litres

DV-572

**46,06**

Le bidon

2 litres

DV-571

**24,57**

### Désinfectant pour fraises

- Solution prête à l'emploi
- Compatibilité tous matériaux
- Action rapide : bactéricidie, fongicidie et virucidie couverte en 15 minutes

### Indications

- Nettoyage et pré-désinfection des fraises et instruments rotatifs avant stérilisation. Juste après utilisation des fraises et instruments rotatifs.

### Mode d'emploi

DENTO-VIRACTIS 57 est une solution prête à l'emploi.

- Immerger les instruments dans la solution DENTO-VIRACTIS 57 pendant 15 minutes.
- Rincer.

La solution sera renouvelée tous les jours.

### Propriétés

Activité bactéricide, Activité fongicide, Activité virucide